

MEDLINE Medizintechnik (AUT)

MEDLINE Plus (SVK)

medica spol. s r.o. (CZE)




Příslušenství pro elektrochirurgii

Zubehör für die Elektrochirurgie



spol. s r.o. (CZE)


	Rukojeti a kabely pro monopolární elektrody Monopolare Elektrodenhandgriffe und Anschlusskabel	1
	Neutrální elektrody a kabely Neutralelektroden und Anschlusskabel	2
	Nástroje pro mikro- a mini- invazivní chirurgii Instrumente für die Mikro- und minimalinvasive Chirurgie	3
	Spojovací kabely Anschlusskabel	4
	Nožní spínače Fußschalter	5
	Napájecí kabely a vozíky Netzkabel und Fahrwagen	6



Rukojeti a kabely pro monopolární elektrody

Monopolare Elektrodenhandgriffe

1



Rukojeti k monopolárním elektrodám s fixovaným kabelem; 4,5m

Monopolare Elektrodenhandgriffe, mit fest anmontiertem Kabel; 4,5m



 Integra, Berchtold, Martin	Rukojeť pro elektrody, bez spínače Elektrodenhandgriff, ohne Schalter	Ø 4,0	M90-210-45
--	--	-------	-------------------



 Integra, Berchtold, Martin	Rukojeť pro elektrody s dvojitým prstovým spínačem Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter	Ø 4,0	M90-214-52
--	--	-------	-------------------

 Erbe ACC/ICC Ø 5,0 mm	Rukojeť pro elektrody s dvojitým prstovým spínačem Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter	Ø 4,0	M90-214-45
--	--	-------	-------------------

 Erbe T-Serie Ø 4,0 mm	Rukojeť pro elektrody s dvojitým prstovým spínačem Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter	Ø 4,0	M90-214-59
--	--	-------	-------------------

 Valleylab	Rukojeť pro elektrody s dvojitým prstovým spínačem Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter	Ø 2,4	M90-214-55
	Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter	Ø 4,0	M90-214-56



	Rukojeť pro elektrody, pro jedno použití Einmal-Handgriff mit Doppelfingerschalter	Ø 2,4	M90-216-37
		25 Kusů / Stück	



Rukojeti k monopolárním elektrodám

Monopolare Elektrodenhandgriffe

		
M90-214-01	Ø 4,0	Rukojeť k elektrodám bez spínače, pro elektrody s šestihranou upínací protekcí Elektrodenhandgriff ohne Schalter, für Elektroden mit Sechskant-Verdrehsicherung
		
M90-214-02	Ø 4,0	Rukojeť s jedním prstovým spínačem, pro elektrody s šestihranou upínací protekcí Elektrodenhandgriff mit Fingerschalter, für Elektroden mit Sechskant-Verdrehsicherung
		
M90-214-04	Ø 2,4	Rukojeť se dvěma prstovými spínači, pro elektrody s šestihranou upínací protekcí Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter, für Elektroden mit Sechskant-Verdrehsicherung
M90-214-03	Ø 4,0	Rukojeť se dvěma prstovými spínači, pro elektrody s šestihranou upínací protekcí Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter, für Elektroden mit Sechskant-Verdrehsicherung



Spojovací kabely pro rukojeti M90-214-01 – M90-214-04

Anschlusskabel für Elektrodenhandgriffe M90-214-01 – M90-214-04

M90-285-45	jednotky Integraf, Berchtold, Martin Integra, Berchtold, Martin-Geräte	
M90-285-55	jednotky Erbe ACC/ICC Erbe ACC-/ICC-Geräte	

Rukojeti k monopolárním elektrodám

Monopolare Elektrodenhandgriffe



Rukojeť se dvěma prstovými spínači, kompatibilní s Erbe spojovacími kabely

Elektrodenhandgriff mit Doppelfingerschalter, kompatibel zu Erbe Anschlusskabel

Ø 4,0

M90-214-05

Spojovací kabel pro rukojeť M90-214-05

Anschlusskabel für Elektrodenhandgriff M90-214-05




Spojovací kabel, délka 4,5m, pro jednotky Erbe ACC-/ICC

Anschlusskabel, Länge 4,5m, für Erbe ACC-/ICC-Geräte

M90-280-31

Monopolární dentální rukojeti pro ELEKTROTOM® 70 D a 505

Monopolare Dentalhandgriffe für ELEKTROTOM® 70 D und 505



Rukojeť pro elektrody s prstovým spínačem, bez kabelu

Elektrodenhandgriff mit Fingerschalter, ohne Kabel

Ø 1,6

M90-213-02

Spojovací kabel pro rukojeť M90-213-02

Anschlusskabel für Elektrodenhandgriff M90-213-02



Spojovací kabel, délka 2m, pro ELEKTROTOM® 70 D

Anschlusskabel, Länge 2m, für ELEKTROTOM® 70 D

M90-282-20



Spojovací kabel, délka 4,5m, pro ELEKTROTOM® 505

Anschlusskabel, Länge 4,5m, für ELEKTROTOM® 505

M90-283-45



Rukojeti k monopolárním elektrodám s fixovaným kabelem; 2,0m

Monopolarer Elektrodenhandgriff mit fest anmontiertem Kabel; 2,0m



M90-213-07	Ø 1,6	Rukojeť pro elektrody bez spínače, pro ELEKTROTOM® 70 D Elektrodenhandgriff ohne Schalter, für ELEKTROTOM® 70 D 
-------------------	-------	---

Poznámky

Notizen

Rukojeť pro elektrody s kolébkovým spínačem, spojovací kabel, délka 4,6 m

Elektrodengriff mit Wippschalter, Anschlusskabel, Länge 4,6 m

MR 92580

Valleylab



Rukojeť pro elektrody s dvojitém prstovým spínačem, k opakovanému použití, Ø 4 mm

Wiederv. Elektrodengriff mit Druckschalter, für 4 mm Schaftdurchmesser

Valleylab

MR 92540

3 m

MR 92545

5 m

Berchtold, Integra, Martin

MR 92541

3 m

MR 92543

5 m

Erbe

MR 92546

3 m

MR 92547

5 m

Valleylab





Neutrální elektrody

Neutralelektroden

2

Jednorázové neutrální elektrody pro elektrochirurgii, lepicí

Adhäsive Neutralelektroden für die HF-Chirurgie zur Einmalverwendung



Neutrální elektrody v kombinaci s určenými spojovacími kabely jsou ve shodě s EN/IEC 60601

Bez latexu

Diese Neutralelektroden erfüllen mit den vorgesehenen Anschlusskabeln die Sicherheitsanforderungen der EN/IEC 60601.

Latexfrei



Pro dospělé, nedělená, vodivá plocha 134 cm²

für Erwachsene, einteilig, 134 cm² leitfähige Fläche

10 x 5 kusů

10 x 5 Stück

M90-344-02



Pro dospělé, podélně dělená, vodivá plocha 128 cm²

für Erwachsene, längsgeteilt, 128 cm² leitfähige Fläche

10 x 5 kusů

10 x 5 Stück

M90-344-06



Pro dospělé, příčně dělená, vodivá plocha 160 cm²

für Erwachsene, quergeteilt, 160 cm² leitfähige Fläche

10 x 5 kusů

10 x 5 Stück

M90-344-08



Jednorázové neutrální elektrody pro elektrochirurgii, lepicí

Adhäsive Neutralelektroden für die HF-Chirurgie zur Einmalverwendung

10 x 5 kusů 10 x 5 Stück M90-344-10	Pro dospělé, příčně dělená, vodivá plocha 169 cm ² für Erwachsene, quergeteilt, 169 cm ² leitfähige Fläche	
10 x 5 kusů 10 x 5 Stück M90-345-02	Univerzální, nedělená, vodivá plocha 105 cm ² universell, einteilig, 105 cm ² leitfähige Fläche	
10 x 5 kusů 10 x 5 Stück M90-345-06	Univerzální, příčně dělená, vodivá plocha 105 cm ² universell, längsgeteilt, 105 cm ² leitfähige Fläche	
10 x 5 kusů 10 x 5 Stück M90-346-02	Dětská, nedělená, vodivá plocha 72 cm ² für Kinder, einteilig, 72 cm ² leitfähige Fläche	

Jednorázové neutrální elektrody pro elektrochirurgii, lepící

Adhäsive Neutralelektroden für die HF-Chirurgie zur Einmalverwendung



pro / für
ELEKTROTOM® 610 , 621, 630, 640



Dětská, podélně dělená, vodivá plocha 71 cm²

Kinder, längsgeteilt, 71 cm² leitfähige Fläche

10 x 5 kusů

10 x 5 Stück

M90-346-06

Spojovací kabely pro neutrální elektrody, lepící

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden



Spojovací kabel se svorkou
Anschlusskabel mit Klammer

4,5 m

M90-294-45

Integra, Berchtold, Martin, Erbe, Aesculap



Spojovací kabel se svorkou
Anschlusskabel mit Klammer

7 m

M90-294-70

Integra, Berchtold, Martin, Erbe, Aesculap



Spojovací kabel se svorkou
Anschlusskabel mit Klammer

4,5 m


M90-296-45

Integra Intern., Berchtold Intern., Valleylab



Neutrální elektrody k opakovanému použití

Mehrfach verwendbare Neutralelektroden

M90-332-03	Neutrální elektroda, vodivá silikonová guma Neutralelektrode aus leitfähigem Silikonkautschuk	 8 x 15 cm
M90-342-03	Neutrální elektroda, vodivá silikonová guma Neutralelektrode aus leitfähigem Silikonkautschuk	 15 x 25 cm
M90-347-03	Dělená neutrální elektroda, vodivá silikonová guma Geteilte Neutralelektrode aus leitfähigem Silikonkautschuk	 15 x 25 cm

M90-332-03, M90-342-03, M90-347-03 bez latexu, latexfrei



Spojovací kabely pro neutrální elektrody z vodivé silikonové gumy

Anschlusskabel für Neutralelektroden aus leitfähigem Silikonkautschuk

M90-295-45	4,5 m	pro Integra, Berchtold, Martin, Aesculap für Integra, Berchtold, Martin, Aesculap	
M90-295-46	4,5 m	pro Integra Intern., Berchtold Intern., Valleylab für Integra Intern., Berchtold Intern., Valleylab	

Neutrální elektrody k opakovanému použití pro ELEKTROTOM® 70 D a 505

Mehrfach verwendbare Neutralelektroden, für ELEKTROTOM® 70 D und 505



Ruční válec jako neutrální elektroda

Metall-Handzylinder als Neutralelektrode

M90-311-01



Spojovací kabel pro ruční válec jako neutrální elektroda



Anschlusskabel für Metall-Handzylinder als Neutralelektrode

Integra, Berchtold, Martin

M90-293-45

Adaptér pro neutrální elektrody

Adapter für Neutralelektroden



Adaptér pro jednorázové neutrální elektrody, s kabelem

Adapter für Einmal-Neutralelektroden, mit Kabel

M90-744-01



Adaptér pro jednorázové elektrody Valleylab

Adapter für Valleylab Einmal-Neutralelektroden

M90-744-02



Gumový řemen

Gummibinden

M90-370-50	0,5 m	Gumový řemen, perforovaný Gummibinden, gelocht	
M90-371-00	1,0 m		
M90-371-02	10 kusů, Stück	Knoflík pro M90-370-50 / M90-371-00 Knopf für M90-370-50 / M90-371-00	

M90-372-00	Textilní řemen Velcro, 90 cm x 7,5 cm Textilbinde mit Klettverschluss, 90 cm x 7,5 cm	
-------------------	--	--

Poznámky

Notizen

TWIN-SAFE

M90-1280

M90-1285

M90-1286

NOVINKA:


Rozměr: 176 x 122 mm

Přilnavá plocha: 170 cm²

Vodivý povrch: 110 cm²

Impedance @ 600kHz cca: 1,5 Ohm

Teplotní nárůst @ 700mA/60sec: < 3°C





Nástroje pro mikro - a mini - invazivní chirurgii


Instrumente für die Mikro- und minimalinvasive Chirurgie

3



Bipolární koagulační nástroje

Bipolare Koagulations-Instrumente zur MIC



Bipolární koagulační pinzeta s vyměnitelnými komponenty se širokými čelistmi.

'Click-closure' pro snadnou montáž a demontáž individuálních částí.

Elektrody jsou otočné o 360°, plynově těsní.

L = 25 cm

M90-737-25


L = 33 cm

M90-737-33

Bipolare Koagulationszange mit breiten Branchen, vollständig austauschbare Einzelkomponenten, Klick-Verschluss für leichte Zerlegbarkeit und Montage der Einzelteile, 360° Verdrehbarkeit der Elektrodenbranchen, Gasdichtheit

L = 42 cm

M90-737-42



Bipolární koagulační pinzeta s vyměnitelnými komponenty s úzkými čelistmi.

'Click-closure' pro snadnou montáž a demontáž individuálních částí.

Elektrody jsou otočné o 360°, plynově těsní.

L = 25 cm

M90-738-25

L = 33 cm

M90-738-33

Bipolare Koagulationszange mit schmalen Branchen, vollständig austauschbare Einzelkomponenten

Klick-Verschluss für leichte Zerlegbarkeit und Montage der Einzelteile, 360° Verdrehbarkeit der Elektrodenbranchen, Gasdichtheit

L = 42 cm

M90-738-42



Spojovací kabely pro bipolární koagulační pinzety

Anschlusskabel für Bipolare Koagulationszangen

M90-287-39	4,5 m	Integra, Berchtold, Martin Integra, Berchtold, Martin-Geräte	
M90-287-38	4,5 m	Erbe ACC/ICC Erbe ACC-/ICC-Geräte	
M90-287-40	4,5 m	Valleylab Valleylab-Geräte	
M90-738-02		Čistící kartáč pro laparoskopické nástroje Reinigungsbürste für laparoskopische Instrumente	

Bipolární multi-funkční nástroje

Bipolare Multifunktions-Instrumente



Pouze pro ELEKTROTOM® 640

Nur für ELEKTROTOM® 640



Laparoskopická trioda pro bipolární řezání a koagulaci, dvojité prstový spínač

Laparoskopische Triode zum bipolaren Schneiden und Koagulieren,
Doppelfingerschalter

L = 30 cm

L = 42 cm



für Trokar Ø 5 mm, mit Kabel, 3,0 m lang
pro trocar Ø 5 mm, včetně kabelu, délka 3.0 m

M90-777-30

M90-777-42



für Trokar Ø 5 mm, mit Kabel, 5,0 m lang
pro trocar Ø 5 mm, včetně kabelu, délka 5.0 m

M90-778-30

M90-778-42

Náhradní řezací jehly pro laparoskopickou triodu

Ersatzschneidnadeln für laparoskopische Triode



Náhradní řezací jehly pro triodu 30,0 cm

Ersatzschneidnadel für Trioden 30,0 cm

M90-175-05

Náhradní řezací jehly pro triodu 42,0 cm

Ersatzschneidnadel für Trioden 42,0 cm

M90-175-06

Zvlhčovací adapter pro laparoskopickou triodu

Reinigungsadapter für laparoskopische Triode

M90-745-01



Bipolární řezací a koagulační elektroda pro mikro - chirurgii

Bipolare Schneid- und Koagulationselektrode zur Mikrochirurgie

Pouze pro ELEKTROTOM® 640

Nur für ELEKTROTOM® 640



Kabellänge Délka kabelu		Trioda integra (krátká) pro bipolární řezání a koagulaci, dvojitý prstový přepínač. Nastavitelná mikro jehlová elektroda: rychlá torze, integrovaný spojovací kabel. Integra-Triode (kurz) zum bipolaren Schneiden und Koagulieren, Doppelfingerschalter. Verstellbare Mikronadelelektrode: Schnellverdrehung, integriertes Anschlusskabel
3,0 m	5,0 m	
M90-178-33	M90-178-53	



Náhradní řezací jehla pro triodu

Ersatzschneidnadel für Triode

M90-175-04	Náhradní řezací jehla pro triody Integra (krátká) Ersatzschneidnadel für Integra-Trioden (kurz)	
-------------------	---	--

Monopolární mikro jehlová elektroda pro endoskopickou mikro-chirurgii podle Messroghli

Monopolare Mikronadelelektroden zur endoskopischen Mikrochirurgie nach Messroghli



	Kombinovaná mikro jehla / koagulační elektroda	L = 32 cm	M90-718-32
	Kombinierte Mikronadel-/Koagulations-Elektrode		
	Kombinovaná mikro jehla / koagulační elektroda	L = 42 cm	M90-718-42
	Kombinierte Mikronadel-/Koagulations-Elektrode		
Náhradní řezací jehla pro kombinovanou mikro jehlu / koagulační elektrodu Ersatznadel für kombinierte Mikronadel-/Koagulations-Elektrode		12 kusů, Stück	M90-525-04



	Mikro jehlová elektroda pro řezání	L = 32 cm	M90-717-32
	Mikronadelelektrode zum Schneiden		
	Mikro jehlová elektroda pro řezání	L = 42 cm	M90-717-42
	Mikronadelelektrode zum Schneiden		
Náhradní řezací jehla pro mikro jehlovou elektrodu pro řezání Ersatznadel für Mikronadel-Elektrode zum Schneiden		12 kusů, Stück	M90-525-05




Spojovací kabely pro monopolární mikro jehlovou elektrodu

Anschlusskabel für monopolare Mikronadelelektroden

M90-280-57	4,5 m	Integra, Berchtold, Martin Integra-, Berchtold-, Martin-Geräte	Ø 4 mm 
M90-297-45	4,5 m	Erbe ACC/ICC units Erbe ACC-/ICC-Geräte	Ø 5 mm 
M90-280-53	4,5 m	Valleylab Valleylab-Geräte	Ø 8 mm 

Monopolární řezací smyčka pro supra-cervikální hysterektomii podle Messroghliho

Monopolare Schneidschlinge zur suprazervikalen Hysterektomie nach Messroghli



- Kompatibilní s většinou elektro-chirurgickými přístroji. Integraf doporučuje počítačově regulovaný elektropřístroj s automatickou kontrolou síly řezu a podporou počátečního řezu (jako například ELEKTROTOM® 640)
- Kompatibel mit den meisten HF-Chirurgie-Geräten. Integra empfiehlt computergeregelte HF-Geräte mit automatischer Schneidleistungs-Regelung und Anschnittunterstützung wie ELEKTROTOM® 640.

Nástroj pro hysterektomii s jednou drátěnou smyčkou Hysterektomie-Instrument mit einer Drahtschlingenelektrode	M90-727-00
Náhradní drátěná smyčka k jednomu použití Ersatz-Drahtschlingenelektrode für den Einmalgebrauch	M90-727-01

Anschlusskabel für monopolare Schneidschlinge

Spojovací kabely pro monopolární řezací smyčku



	Integra, Berchtold, Martin Integra-, Berchtold-, Martin-Geräte	4,5 m	M90-280-57
	Erbe ACC/ICC Erbe ACC-/ICC-Geräte	4,5 m	M90-297-45



Monopolární pinzety

Monopolare Pinzetten



M90-100-18	18 cm	Anatomická pinzeta, bez spojovací zástrčky	
		Anatomische Pinzette, ohne Kabelanschlussbuchse	
M90-100-21	21 cm	Anatomická pinzeta, bez spojovací zástrčky	
		Anatomische Pinzette, ohne Kabelanschlussbuchse	
M90-100-25	25 cm	Anatomická pinzeta, bez spojovací zástrčky	
		Anatomische Pinzette, ohne Kabelanschlussbuchse	



M90-120-18	18 cm	Chirurgická pinzeta, bez spojovací zástrčky	
		Chirurgische Pinzette, ohne Kabelanschlussbuchse	
M90-120-21	21 cm	Chirurgická pinzeta, bez spojovací zástrčky	
		Chirurgische Pinzette, ohne Kabelanschlussbuchse	
M90-120-25	25 cm	Chirurgická pinzeta, bez spojovací zástrčky	
		Chirurgische Pinzette, ohne Kabelanschlussbuchse	

Monopolární pinzety

Monopolare Pinzetten



	Anatomische Pinzette, mit Kabelanschlussbuchse, 4,0 mm	18 cm	M90-200-18
	Anatomická pinzeta, se spojovací zástrčkou, 4.0 mm		
	Anatomische Pinzette, mit Kabelanschlussbuchse, 4,0 mm	21 cm	M90-200-21
	Anatomická pinzeta, se spojovací zástrčkou, 4.0 mm		
	Anatomische Pinzette, mit Kabelanschlussbuchse, 4,0 mm	25 cm	M90-200-25
	Anatomická pinzeta, se spojovací zástrčkou, 4.0 mm		

Spojovací jednokolíkový kabel, pro monopolární pinzety

Anschlusskabel 1-polig, an monopolare Pinzetten



	Integra, Berchtold, Martin Integra-, Berchtold-, Martin-Geräte	M90-280-45	4,5 m
--	---	-------------------	-------



Nástroje pro monopolární použití v arthroskopii, k opakovanému použití

Wiederverwendbare Instrumente für den monopolaren Einsatz in der Arthroskopie



M90-471-01	Jehlová elektroda, 90° zahnutí, 1,5 x 0,6 mm Nadelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 x 0,6 mm	
M90-471-02	Jehlová elektroda, 90° zahnutí, 4,5 x 0,6 mm Nadelektrode, 90° abgewinkelt, 4,5 x 0,6 mm	
M90-471-03	Jehlová elektroda, 45° zahnutí, 2,0 x 0,6 mm Nadelektrode, 45° abgewinkelt, 2,0 x 0,6 mm	
M90-471-04	Nožová elektroda, 45° zahnutí, 3,0 x 0,4 mm Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 3,0 x 0,4 mm	
M90-471-05	Sondová elektroda, 90° zahnutí, 3,0 x 1,5 mm Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 3,0 x 1,5 mm	

Doporučujeme naše rukojeti pro monopolární elektrody EZ 214-XX (strana 2/2-2/3) nebo EZ 210-51

Wir empfehlen unsere Elektrodenhandgriffe EZ 214-XX (Seite 2/2 - 2/3) oder EZ 210-51

Monopolární disekční elektrody

Monopolare Dissektionselektroden




	Háková disekční elektroda, tenká verze Dissektionshakenelektrode, dünne Ausführung	M90-470-01
	Lopatková disekční elektroda Dissektionsspatelelektrode	M90-470-02
	Háková disekční elektroda, stabilní verze Dissektionshakenelektrode, starke Ausführung	M90-470-03

Spojovací kabely pro monopolární disekční elektrody

Anschlusskabel für monopolare Dissektionselektroden




 Ø 8 mm	Integra, Berchtold, Martin Integra-, Berchtold-, Martin-Geräte	M90-280-57 4,5 m
 Ø 5 mm	Erbe ACC/ICC Erbe ACC-/ICC-Geräte	M90-297-45 4,5 m
 Ø 4 mm	Valleylab Valleylab-Geräte	M90-280-53 4,5 m



Spojovací kabely
Anschlusskabel

4



Spojovací kabely pro monopolární rukojeti

Anschlusskabel für monopolare Handgriffe

Spojovací kabely pro Erbe rukojeti a rukojeť M90-214-05

Anschlusskabel für Erbe-Handgriffe und Elektrodenhandgriff M90-214-05



Erbe ACC/ICC
Erbe ACC-/ICC-Geräte

4,5 m

M90-280-31

Spojovací kabel pro rukojeť M90-213-02

Anschlusskabel für Elektrodenhandgriff M90-213-02



ELEKTROTOM® 70 D
ELEKTROTOM® 70 D

2,0 m

M90-282-20



Integra, Berchtold, Martin
Integra-, Berchtold-, Martin-Geräte

4,5 m

M90-283-45

Spojovací kabely pro rukojeti M90-214-01 – M90-214-04

Anschlusskabel für Elektrodenhandgriffe M90-214-01 – M90-214-04



Integra, Berchtold, Martin
Integra-, Berchtold-, Martin-Geräte

4,5 m

M90-285-45



Erbe ACC/ICC
Erbe ACC-/ICC-Geräte

4,5 m

M90-285-55



Spojovací kabely pro Integra, Berchtold, Martin, Aesculap

Monopolare Kabel an Integra-, Berchtold-, Martin-, Aesculap-Geräte

M90-280-46	4,5 m	pro monopolarní nástroje Wolf für monopolare Wolf-Instrumente	
M90-280-54	4,5 m	pro monopolarní nástroje Wolf s 4 mm zástrčkou für monopolare Wolf-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	
M90-280-49	4,5 m	pro monopolarní nástroje Storz s 4 mm zástrčkou für monopolare Storz-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	
M90-280-59	4,5 m	pro monopolarní nástroje Olympus s 3 mm zástrčkou für monopolare Olympus-Instrumente mit 3 mm-Anschluss	
M90-280-60	4,5 m	pro monopolarní nástroje Olympus s 3 mm kolíkem für monopolare Olympus-Instrumente mit kurzem 3 mm-Stift	



Spojovací jednokolíkový kabel pro Integra, Berchtold, Martin, Aesculap

Anschlusskabel 1-polig, an Integra-, Berchtold-, Martin-, Aesculap-Geräte

M90-280-45	4,5 m	Jednokolík, s 4 mm bananovým kolíkem 1-polig, beidseitig 4 mm Bananenstecker	
M90-281-20	2,0 m	Jednokolík, s 4 mm bananovým kolíkem 1-polig, beidseitig 4 mm Bananenstecker	
M90-280-57	4,5 m	pro endoskopii, s bananovým kolíkem a zásuvkou 4 mm für Endoskopie, 1-polig, 4 mm Bananenstecker und 4 mm Buchse	

Spojovací kabely pro Erbe ACC/ICC

Monopolare Kabel an Erbe ACC-/ICC-Geräte



	pro monopolární nástroje Wolf für monopolare Wolf-Instrumente	4,5 m	M90-280-44
	pro monopolární nástroje Wolf s 4 mm zástrčkou für monopolare Wolf-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	4,5 m	M90-297-45
	pro monopolární nástroje Storz s 4 mm zástrčkou für monopolare Storz-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	4,5 m	M90-280-47
	pro monopolární nástroje Olympus s 3 mm zástrčkou für monopolare Olympus-Instrumente mit 3 mm-Anschluss	4,5 m	M90-280-51
	pro monopolární nástroje Olympus s 3 mm kolíkem für monopolare Olympus-Instrumente mit kurzem 3 mm-Stift	4,5 m	M90-280-42
	pro monopolární nástroje Olympus s 4 mm zástrčkou für monopolare Olympus-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	4,5 m	M90-280-40



Spojovací kabely pro Valleylab

Monopolare Kabel an Valleylab-Geräte

M90-280-58	4,5 m	pro monopolarní nástroje Wolf für monopolare Wolf-Instrumente	
M90-280-53	4,5 m	pro monopolarní nástroje Wolf s 4 mm zástrčkou für monopolare Wolf-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	
M90-280-48	4,5 m	pro monopolarní nástroje Storz s 4 mm zástrčkou für monopolare Storz-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	
M90-280-52	4,5 m	pro monopolarní nástroje Olympus s 3 mm zástrčkou für monopolare Olympus-Instrumente mit 3 mm-Anschluss	
M90-280-43	4,5 m	pro monopolarní nástroje Olympus s 3 mm kolíkem für monopolare Olympus-Instrumente mit kurzem 3 mm-Stift	
M90-280-41	4,5 m	pro monopolarní nástroje Olympus s 4 mm zástrčkou für monopolare Olympus-Instrumente mit 4 mm-Anschluss	

Bipolární spojovací kabely pro Integra, Berchtold, Martin, Aesculap

Bipolare Kabel an Integra-, Berchtold-, Martin-, Aesculap-Geräte



	pro běžné bipolární pinzety für bipolare Standard-Pinzette	4,5 m	M90-287-45
	pro bipolární nástroje Wolf für bipolare Wolf-Instrumente	4,5 m	M90-287-36
	pro M90-737/738 a bipolární nástroje Storz für M90-737/738 und bipolare Storz-Instrumente	4,5 m	M90-287-39
	pro bipolární nástroje Olympus für bipolare Olympus-Instrumente	4,5 m	M90-287-32

Bipolární spojovací kabely pro Valleylab

Bipolare Kabel an Valleylab-Geräte



	pro běžné bipolární pinzety für bipolare Standard-Pinzette	4,5 m	M90-288-40
	pro bipolární nástroje Wolf für bipolare Wolf-Instrumente	4,5 m	M90-287-37
	pro M90-737/738 a bipolární nástroje Storz für M90-737/738 und bipolare Storz-Instrumente	4,5 m	M90-287-40
	pro bipolární nástroje Olympus für bipolare Olympus-Instrumente	4,5 m	M90-287-33



Bipolární spojovací kabely pro Erbe ACC/ICC

Bipolare Kabel an Erbe ACC-/ICC-Geräte

M90-286-45	4,5 m	pro běžné bipolární pinzety für bipolare Standard-Pinzette	
M90-287-34	4,5 m	pro bipolární nástroje Wolf für bipolare Wolf-Instrumente	
M90-287-38	4,5 m	pro M90-737/738 a bipolární nástroje Storz für M90-737/738 und bipolare Storz-Instrumente	
M90-287-31	4,5 m	pro bipolární nástroje Olympus für bipolare Olympus-Instrumente	

Spojovací kabely pro jednorázové neutrální elektrody

Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektroden



 Integra, Berchtold, Martin, Erbe, Aesculap	Spojovací kabel s klipem Anschlusskabel mit Clip	4,5 m	M90-294-45
 Integra, Berchtold, Martin, Erbe, Aesculap	Spojovací kabel s klipem Anschlusskabel mit Clip	7 m	M90-294-70
 Integra Intern., Berchtold Intern., Valleylab	Spojovací kabel s klipem Anschlusskabel mit Clip	4,5 m	M90-296-45

Spojovací kabel pro kovovou válečkovou neutrální elektrodu

Anschlusskabel für Metall-Handzylinder als Neutralelektrode



 pro Integra, Berchtold, Martin für Integra, Berchtold, Martin		4,5 m	M90-293-45
--	--	-------	-------------------

Spojovací kabel pro neutrální elektrody z vodivé silikonové gumy

Anschlusskabel für Neutralelektroden aus leitfähigem Silikonkautschuk



 pro Integra, Berchtold, Martin, Aesculap für Integra, Berchtold, Martin, Aesculap		4,5 m	M90-295-45
 pro Integra Intern., Berchtold Intern., Valleylab für Integra Intern., Berchtold Intern., Valleylab		4,5 m	M90-295-46



Příslušenství ke kabelům

Kabelzubehör

M90-279-03	 Adaptér pro monopolární Erbe kabel k ELEKTROTOM® Adapter für monopolares Erbe-Kabel an ELEKTROTOM®
M90-279-04	 Adaptér pro bipolární Erbe příslušenství k ELEKTROTOM® Adapter für bipolares Erbe-Zubehör an ELEKTROTOM®
M90-744-01	 Adaptér pro jednorázové neutrální elektrody s kabelem k ELEKTROTOM® Adapter für Einmal-Neutralelektroden mit Kabel an ELEKTROTOM®
M90-744-02	 Adaptér pro Valleylab dělenou neutrální elektrodu k ELEKTROTOM® Adapter für geteilte Valleylab Neutralelektroden an ELEKTROTOM®

Příslušenství ke kabelům

Kabelzubehör



Adaptér pro bipolární kabel s banánovou zástrčkou k ELEKTROTOM®

Adapter für bipolares Kabel mit Bananensteckern an ELEKTROTOM®

M90-744-06



Adaptér, monopolární, pro spojení banánových zásuvek, do průměru 5,0 mm k ELEKTROTOM®

Adapter, monopolar, zum Anschluss von Bananensteckern bis 5,0 mm Durchmesser an ELEKTROTOM®

M90-790-01



Adaptér, monopolární, pro spojení banánových zásuvek s průměrem 8,0 mm k ELEKTROTOM®

Adapter, monopolar, zum Anschluss von Bananensteckern mit 8,0 mm Durchmesser an ELEKTROTOM®


M90-790-02



Adaptér, monopolární, pro spojení banánových zásuvek, do průměru 5,0 mm k ELEKTROTOM®, mezinárodní

Adapter, monopolar, zum Anschluss von Bananensteckern bis 5,0 mm Durchmesser an ELEKTROTOM® International

M90-790-03




Nožní spínače

Fußschalter

5

Nožní spínače

Fußschalter




Nožní spínač, s kabelem 3,0 m

Einpedal-Fußschalter, mit Kabel 3,0 m



pro / für
ELEKTROTOM® 70 D / 505

M90-811-10



Nožní spínač, pro operační sály

Einpedal-Fußschalter, OP-sicher

pro / für
ELEKTROTOM® 70 D / 505 / 200 / 390 / 400 / 541 /
530 / 640




s kabelem / mit Kabel 3,5 m

M90-811-20

s kabelem / mit Kabel 5,0 m

M90-811-50



Nožní spínač, pro operační sály, s kabelem 3,5 m

Einpedal-Fußschalter, OP-sicher, mit Kabel 3,5 m



pro / für
ELEKTROTOM® 610 / 621 / 630

M90-812-20




M90-821-02

Dvojitý nožní spínač, pro operační sály, se samodržící zásuvkou, s kabelem 3,5 m

Doppelpedal-Fußschalter, OP-sicher, mit Arretierungsstecker, mit Kabel 3,5 m

pro / für
ELEKTROTOM® 200 / 390 / 400 / 530
SONOTOM®




M90-821-22

Dvojitý nožní spínač, pro operační sály, s kabelem 3,5 m


Doppelpedal-Fußschalter, OP-sicher, mit Kabel 3,5 m

pro / für
ELEKTROTOM® 610 / 618 / 620 / 621 / 630 / 640
BEAMER



Act!Free bezdrátový dvojitý nožní spínač

Act!Free Funk-Fußschalter 2-pedalig



- Kompatibilní s většinou elektrochirurgických jednotek
- Bez rizika zavadění o kabel
- Volný dosah akce až do 12ti metrů
- Kompatibel zu den meisten Elektrochirurgie-Geräten
- Kein Stolpern über Kabel
- Volle Bewegungsfreiheit bis zu 12 Meter

Technická data Technische Daten

Operační frekvence: 868 MHz
Übertragungsfrequenz: 868 MHz

Maximální vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem: 10 m
Maximaler Abstand zwischen Funk-Fußschalter und Empfänger: 10 m

Hlavní přívod energie: 230-240 V 50/60 Hz
Netzspannung: 230-240 V 50/60 Hz

“Stand by“ režim s plně nabitou baterií a průměrným časem aktivace 2 hodiny denně: 28 dní
Stand-by Zeit mit vollständig geladener Batterie und einer Aktivierungszeit von durchschnittlich 2 Stunden pro Tag: 28 Tage

Act!Free bezdrátový dvojité nožní spínač

Act!Free Funk-Fußschalter 2-pedalig



Bezdrátový nožní spínač Act!Free pro země Evropské Unie
Obsahuje nožní spínač, přijímač, napájecí jednotka, bez hlavního spojovacího kabelu

Funk-Fußschalter Act!Free für Länder der Europäischen Union
Bestehend aus Fußschalter, Empfängermodul und Ladestation, ohne Netzkabel

M90-821-01-02	ELEKTROTOM® 200, 390, 400, 530, SONOTOM® 110 Požadované příslušenství: 2 hlavní spojovací kabely Benötigtes Zubehör: 2 Netzkabel
M90-821-03-02	M90-821-03-02 ELEKTROTOM® 640 ← Version 1152 Požadované příslušenství: 2 hlavní spojovací kabely Benötigtes Zubehör: 2 Netzkabel
M90-821-05-02	M90-821-05-02 ELEKTROTOM® 621, 630, 640 → Version 1153, BEAMER 100 Požadované příslušenství: 1 hlavní spojovací kabel Benötigtes Zubehör: 1 Netzkabel



Bezdrátový nožní spínač Act!Free pro země se schválenou frekvencí 433 MHz
Obsahuje nožní spínač, přijímač, napájecí stanice, bez hlavního spojovacího kabelu

Funk-Fußschalter Act!Free für Länder mit einer zugelassenen Frequenz von 433 MHz
Bestehend aus Fußschalter, Empfängermodul und Ladestation, ohne Netzkabel

M90-821-01-01	ELEKTROTOM® 200, 390, 400, 530, SONOTOM® 110 Požadované příslušenství: 2 hlavní spojovací kabely Benötigtes Zubehör: 2 Netzkabel
M90-821-03-01	M90-821-03-02 ELEKTROTOM® 640 ← Version 1152 Požadované příslušenství: 2 hlavní spojovací kabely Benötigtes Zubehör: 2 Netzkabel
M90-821-05-01	M90-821-05-02 ELEKTROTOM® 621, 630, 640 → Version 1153, BEAMER 100 Požadované příslušenství: 1 hlavní spojovací kabel Benötigtes Zubehör: 1 Netzkabel

Nožní spínače

Fußschalter



Dvojitý pedál – nožní spínač s kabelem 4,5 m

Doppelpedal-Fußschalter mit Kabel 4,5 m



pro / für
ELEKTROTOM® 200 / 390 / 400 / 530 SONOTOM®

M90-841-45



pro / für
ELEKTROTOM® 610 / 618 / 620 / 621 / 630 / 640

M90-840-45

Nožní spínače

Fußschalter

M90-279-00



Adaptér pro dvojité pedál – nožní spínač (M90-821-02), délka 0,3 m

Adapterkabel für Doppelpedal-Fußschalter (M90-821-02), 0,3 lang

Poznámky

Notizen



Hlavní kabely a vozíky

Netzkabel und Fahrwagen

6

Vozík

Fahrwagen



Vozík pro ELEKTROTOM[®], s košíkem / policí pro příslušenství, dvě hlavní zásuvky, tři zásuvky pro uzemňovací kabely, dvě brzdy, bez hlavního kabelu.
Obsahující jeden hlavní kabel pro propojení vozíku s elektrochirurgickou jednotkou,
výška: 85,5 cm, hloubka: 63,5 cm, šířka: 44,5 cm

Fahrwagen für ELEKTROTOM[®], mit Ablagekorb/-fach, 2 Kaltgerätebuchsen,
3 PA-Anschlüssen, 2 Bremsen, ohne Netzkabel, inkl. 1 Netzverbindungskabel Fahrwagen zum
Gerät, Höhe: 85,5 cm, Tiefe: 63,5 cm, Breite: 44,5 cm

M90-069-00

**Váha
Gewicht**

25 kg



Uzemňovací kabel

Potenzialausgleichskabel

M90-000-05	Uzemňovací kabel, 0,35 m Potenzialausgleichskabel, 0,35 m	
M90-000-35	Uzemňovací kabel, 5,00 m Potenzialausgleichskabel, 5,0 m	



Hlavní spojovací kabel, IEC 601

Netzkabel, IEC 601

M90-000-10	Hlavní spojovací kabel, 0.35 m Netzverbindungskabel, 0,35 m	
M90-000-41	Hlavní spojovací kabel se zástrčkou "Evropa", 4 m Netzkabel mit Netzstecker "Europe", 4 m	
M90-000-42	Hlavní spojovací kabel se zástrčkou "Itálie", 4 m Netzkabel mit Netzstecker "Italy", 4 m	

Hlavní spojovací kabel, IEC 601

Netzkabel, IEC 601



Hlavní spojovací kabel se zástrčkou "Švýcarsko", 4 m

Netzkabel mit Netzstecker "Schweiz", 4 m

M90-000-43



Hlavní spojovací kabel se zástrčkou "Kanada, Japonsko", 4 m

Netzkabel mit Netzstecker "Canada, Japan", 4 m

M90-000-44



Hlavní spojovací kabel se zástrčkou "Velká Británie", 4 m

Netzkabel mit Netzstecker "UK", 4 m

M90-000-45



Netzkabel mit Netzstecker "Hospital Grade" für USA, 4 m

Hlavní spojovací kabel se zástrčkou "Hospital Grade" pro USA, 4 m

M90-000-46

Katalog produktů Produktkatalog


Příslušenství pro elektrochirurgii

Elektrochirurgi-Zubehör

MEDLINE Medizintechnik (AUT)

MEDLINE Plus (SVK)

medica spol. s r.o. (CZE)



HF-Chirurgické příslušenství, k opakovanému použití, autoclav při 134°C HF-Chirurgie Zubehör, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Rejstřík Inhaltsverzeichnis		Strana Seite
4 mm Elektrody izolované 4 mm Elektroden isoliert		1 - 13
4 mm Ocelové elektrody 4 mm Stahlelektroden		14
2,4 mm Elektrody, mezinárodní, izolované 2,4 mm Elektroden, international, isoliert		15 - 21
1,6 mm Elektrody, dentální 1,6 mm Elektroden, dental		22
Flexibilní elektrody pro plastickou chirurgii Biegsame Elektroden für die plastische Chirurgie		23 - 25
Mikro-disekční jehlové elektrody Mikrodissektions-Nadelelektroden		26 - 27
Mikro-disekční keramické jehlové elektrody Mikrodissektionsnadeln mit Keramikeinsatz		28 - 29
Arthroskopické elektrody Arthroskopieelektroden		30 - 33
Laparoskopické elektrody bez sání Laparoskopieelektroden ohne Absaugung		34 - 36
Argon-Plasma elektrody Argon-Plasmaelektroden		37
HF-Rukojeti HF-Handgriffe		38 - 41
HF-Kabely HF-Kabel		42 - 44
HF-Pinzety HF Pinzetten		45 - 47
Certifikáty Zertifikate		48

Index S

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE		
MR205-0	Nožová elektroda 25 x 3,3 mm Messerelektrode; 25 x 3.3 mm	5		Umax: 4 KVp
MR202-0	Lancetová elektroda 19 x 1,6 mm; zahnutá Lanzettenelektrode; 19 x 1.6 mm; abgewinkelt	5		Umax: 4 KVp
MR203-0	Lancetová elektroda 19 x 1,6 mm Lanzettenelektrode; 19 x 1.6 mm	5		Umax: 4 KVp
MR203-9	Lancetová elektroda 25 x 2,5 mm; silná Lanzettenelektrode; 25 x 2.5 mm; starkes Blatt	5		Umax: 4 KVp
MR206-0	Lopatková elektroda 24 x 3,0 mm Spatelelektrode; 24 x 3.0 mm	5		Umax: 4 KVp
MR207-0	Nožová elektroda 24 x 3,3 mm; oboustranné ostří Messerelektrode; 24 x 3.3 mm; seitliche Spitze	5		Umax: 4 KVp
MR232-1	Lopatková elektroda 16 x 2 mm; flexibilní Spatelelektrode; 16 x 2 mm; biegsam	5		Umax: 4 KVp
MR208-0	Nožová elektroda 17 x 1,5 mm; zahnutá, lancetový typ Messerelektrode; 17 x 1.5 mm; abgewinkelt; lanzettenförmig	5		Umax: 4 KVp
MR209-0	Nožová elektroda 17 x 1,5 mm; lancetový typ Messerelektrode; 17 x 1.5 mm; lanzettenförmig	5		Umax: 4 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE		
MR205-5	Nožová elektroda; 20 x 2,5 mm Messerelektrode; 20 x 2.5 mm	5		Umax: 4 KVp
MR211-8	Wolframová elektroda; 5 x Ø 0,5 mm; s keramickou izolací Wolframnadelelektrode; 5 x Ø 0,5 mm; mit Kermakisolation	1		Umax: 4 KVp
MR210-1	Jehlová elektroda; 23 x Ø 0,5 mm Nadelelektrode; 23 x Ø 0,5 mm	5		Umax: 4 KVp
MR210-3	Jehlová elektroda; 23 x Ø 0,8 mm Nadelelektrode; 23 x Ø 0,8 mm	5		Umax: 4 KVp
MR211-1	Jehlová elektroda; 15 x Ø 0,5 mm Nadelelektrode; 15 x Ø 0,5 mm	5		Umax: 4 KVp
MR211-2	Jehlová elektroda; 15 x Ø 0,7 mm Nadelelektrode; 15 x Ø 0,7mm			
MR211-6	Jehlová elektroda; 15 x Ø 0,5 mm Needle electrode; 15 x Ø 0.5 mm	5		Umax: 4 KVp
MR212-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 5 mm	5		Umax: 4 KVp
MR212-2	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 10 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 10mm	5		Umax: 4 KVp


Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE		
MR213-5	Elektroda s tkanicovou smyčkou; Ø 12 mm Bandschlingenelektrode; Ø 12 mm	5		Umax: 4 KVp
MR213-8	Elektroda s tkanicovou smyčkou; Ø 16 mm Bandschlingenelektrode; Ø 16 mm	5		Umax: 4 KVp
MR214-1	Kuličková elektroda; Ø 2 mm Kugelelektrode; Ø 2 mm	5		Umax: 4 KVp
MR214-2	Kuličková elektroda; Ø 4 mm Kugelelektrode; Ø 4 mm	5		Umax: 4 KVp
MR214-3	Kuličková elektroda; Ø 6 mm Kugelelektrode; Ø 6 mm	5		Umax: 4 KVp
MR214-8	Kuličková elektroda; Ø 2 mm; zahnutá Kugelelektrode Ø 2 mm; abgewinkelt	5		Umax: 4 KVp
MR214-9	Kuličková elektroda; Ø 4 mm; zahnutá Kugelelektrode Ø 4 mm; abgewinkelt	5		Umax: 4 KVp
MR299-2	Malý set pro chirurgické nástroje; včetně 210-3,205-0,214-2,212-2,208-0 Kleines Chirurgie-Set, bestehend aus 210-3, 205-0, 214-2, 212-2, 208-0	1		


Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
MR223-0	Wolframová elektroda; 20 x Ø 0,5 mm Wolframnadelelektrode; 20 x Ø 0,5 mm	1	 Umax: 1 KVp
MR224-0	Wolframová elektroda; 20 x Ø 0,5 mm; zahnutá Wolframnadelelektrode; 20 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt	1	 Umax: 1 KVp
MR225-0	Wolframová elektroda; 40 x Ø 0,5 mm Wolframnadelelektrode; 40 x Ø 0,5 mm	1	 Umax: 1 KVp
MR226-0	Wolframová elektroda; 40 x Ø 0,5 mm; zahnutá Wolframnadelelektrode; 40 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt	1	 Umax: 1 KVp
MR227-0	Lopátková elektroda; 24 x 3 mm; oválný tvar Spatelelektrode; 24 x 3 mm; ovale Form	1	 Umax: 4 KVp
MR216-0	Jehlová elektroda; 29 x Ø 0,8 mm Nadelelektrode; 29 x Ø 0,8 mm	1	 Umax: 4 KVp



Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR239-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 5 mm	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR239-2	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 10 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 10 mm	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR240-1	Kuličková elektroda; Ø 2 mm Kugelelektrode; Ø 2 mm	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR240-2	Kuličková elektroda; Ø 4 mm Kugelelektrode; Ø 4 mm	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR240-3	Kuličková elektroda; Ø 6 mm Kugelelektrode; Ø 6 mm	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR241-3	Jehlová elektroda; 12 x Ø 0,8 mm Nadelelektrode; 12 x Ø 0,8 mm	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		


Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR241-6	Jehlová elektroda; 12 x Ø 0,8 mm; zahnutá Nadelelektrode; 12 x Ø 0,8 mm; abgewinkelt	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR242-0	Nožová elektroda; 10 x Ø 2,4 mm Messerelektrode; 10 x Ø 2,4 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR243-0	Nožová elektroda; 10 x Ø 2,4 mm; zahnutá Messerelektrode; 10 x Ø 2,4 mm; abgewinkelt	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR242-6	Nožová elektroda; 25 x Ø 3,3 mm Messerelektrode; 25 x Ø 3,3 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR242-7	Nožová elektroda; 20 x Ø 3,3 mm; oboustranné ostří Messerelektrode; 20 x Ø 3,3 mm; seitliche Spitze	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR242-8	Nožová elektroda; 20 x Ø 2,4 mm Messerelektrode; 20 x Ø 2,4 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR244-0	Lancetová elektroda; 20 x Ø 1,6 mm; jemná Lanzettenelektrode; 20 x Ø 1,6 mm; feines Blatt	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR244-6	Lancetová elektroda; 20 x Ø 2,2 mm; silná Lanzettenelektrode; 20 x Ø 2,2 mm; starkes Blatt	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		
MR232-0	Lopatková elektroda; 55 x 16 x 2 mm; flexibilní Spatelelektrode; 55 x 16 x 2 mm; biegsam	Počet 1 VPE 1 Umax: 4 KVp
		

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung		
MR246-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 10 x 10 mm Drahtschlingenelektrode; 10 x 10 mm	Počet 1 VPE 1	U _{max} : 0,5 KVp
			
MR250-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; 15 x 15 mm Drahtschlingenelektrode; 15 x 15 mm	Počet 1 VPE 1	U _{max} : 0,5 KVp
			
MR250-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 15 x 20 mm Drahtschlingenelektrode; 15 x 20 mm	Počet 1 VPE 1	U _{max} : 0,5 KVp
			
MR251-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 20 x 20 mm Drahtschlingenelektrode; 20 x 20 mm	Počet 1 VPE 1	U _{max} : 0,5 KVp
			
MR252-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 20 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 20 mm	Počet 1 VPE 1	U _{max} : 0,5 KVp
			

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung		
MR258-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 10 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 10 mm	Počet 1 VPE 1	Umax: 0,5 KVp
			
MR259-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 15 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 15 mm	Počet 1 VPE 1	Umax: 0,5 KVp
			
MR260-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 20 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 20 mm	Počet 1 VPE 1	Umax: 0,5 KVp
			
MR261-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 25 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 25 mm	Počet 1 VPE 1	Umax: 0,5 KVp
			

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR264-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 10 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 10 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR262-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 15 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 15 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR263-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 20 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 20 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
------------------------------	-----------------------	--

MR270-0	Koagulační jehlová elektroda; Ø 1,2 mm Koagulationsnadelelektrode; Ø 1,2 mm	Počet 1 VPE 1
---------	--	------------------

U_{max}: 0,5 KVp



MR271-0	Kuličková elektroda; Ø 2 mm Kugelelektrode; Ø 2 mm	Počet 1 VPE 1
---------	---	------------------

U_{max}: 0,5 KVp



Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR275-0	Prodloužení pro elektrody; 100 mm; pro 4 mm konektor Elektrodenverlängerung; 100 mm; für 4 mm Schaft	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR275-5	Prodloužení pro elektrody; 150 mm; pro 4 mm konektor Elektrodenverlängerung; 150 mm; für 4 mm Schaft	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR293-5	Přechodka; z 4 mm na 2,4 mm Spannzange; von 4 mm auf 2,4 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR293-6	Přechodka; z 4 mm na 1,6 mm Spannzange; von 4 mm auf 1,6 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp

Aktivní monopolární ocelové elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Active monopolar steel-electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
MR101-0	Lancetová elektroda; 25 x 2,4 mm Lanzettenelektrode; 25 x 2,4 mm	5	
MR102-0	Lancetová elektroda; 19 x 1,8 mm; abgewinkelt Lanzettenelektrode; 19 x 1,8 mm; abgewinkelt	5	
MR104-0	Nožová elektroda; 25 mm Messerelektrode; 25 mm	5	
MR105-0	Nožová elektroda; 25 mm; oboustranné ostří Messerelektrode; 25 mm; seitliche Spitze	5	
MR109-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 5 mm	5	
MR110-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 10 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 10 mm		
MR112-0	Elektroda s tkanicovou smyčkou; Ø 10 mm Bandschlingenelektrode; Ø 10 mm	5	
MR113-0	Elektroda s tkanicovou smyčkou; Ø 15 mm Bandschlingenelektrode; Ø 15 mm		
MR114-0 MR115-0 MR116-0	Kuličková elektroda; Ø 2,5 mm Ø 4 mm Ø 5 mm Kugelelektrode;	5	
MR108-0 MR108-1	Jehlová elektroda; 22 mm Nadelelektrode; 22 mm	5	

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
MR300-0	Lopátková elektroda; 20 x 2,5 mm Spatelelektrode; 20 x 2,5 mm	5	 Umax: 4 KVp
MR301-0	Nožová elektroda; 20 x 2,5 mm Messerelektrode; 20 x 2,5 mm	5	 Umax: 4 KVp
MR305-1	Kuličková elektroda; Ø 2 mm Kugelelektrode; Ø 2 mm	5	 Umax: 4 KVp
MR305-2	Kuličková elektroda; Ø 4 mm Kugelelektrode; Ø 4 mm	5	 Umax: 4 KVp
MR305-3	Kuličková elektroda; Ø 6 mm Kugelelektrode; Ø 6 mm	5	 Umax: 4 KVp
MR305-8	Kuličková elektroda; Ø 2 mm; zahnutá Kugelelektrode; Ø 2 mm; angewinkelt	5	 Umax: 4 KVp
MR305-9	Kuličková elektroda; Ø 4 mm; zahnutá Kugelelektrode; Ø 4mm; angewinkelt	5	 Umax: 4 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C



Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE		
MR306-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 5 mm	5		Umax: 4 KVp
MR306-2	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 10 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 10 mm	5		Umax: 4 KVp
MR306-3	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 14 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 14 mm	5		Umax: 4 KVp
MR307-2	Elektroda s tkanicovou smyčkou; Ø 10 mm Bandschlingenelektrode; Ø 10 mm	5		Umax: 4 KVp
MR307-3	Elektroda s tkanicovou smyčkou; Ø 14 mm Bandschlingenelektrode; Ø 14 mm	5		Umax: 4 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C

Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
MR303-1	Jehlová elektroda; 20 x Ø 0,5 mm Nadelektrode; 20 x Ø 0,5 mm	5	Umax: 4 KVp 
MR303-2	Jehlová elektroda; 20 x Ø 0,7 mm Nadelektrode; 20 x Ø 0,7 mm	5	Umax: 4 KVp 
MR323-0	Wolframová elektroda; 20 x 0,5 mm Wolframnadelektrode; 20 x 0,5 mm	1	Umax: 1 KVp 
MR324-0	Wolframová elektroda; 20 x 0,5 mm; abgewinkelt Wolframnadelektrode; 20 x 0,5 mm; abgewinkelt	1	Umax: 1 KVp 
MR303-8	Wolframová elektroda; 5 x Ø 0,5 mm; s keramickou izolací Wolframnadelektrode; 5 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	1	Umax: 1 KVp 



Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR344-1	Kuličková elektroda; Ø 2 mm Kugelelektrode; Ø 2 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR344-2	Kuličková elektroda; Ø 4 mm Kugelelektrode; Ø 4 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR340-0	Lopátková elektroda; 20 x 2,5 mm Spatelelektrode; 20 x 2,5 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR341-0	Nožová elektroda; 20 x 2,5 mm Messerelektrode; 20 x 2,5 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR342-1	Jehlová elektroda; 12 x Ø 0,5 mm Nadelelektrode; 12 x Ø 0,5 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR342-2	Jehlová elektroda; 12 x Ø 0,7 mm Nadelelektrode; 12 x Ø 0,7 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp



Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR339-0	Prodloužení pro elektrody; 100 mm, pro 2,4 mm konektor Elektrodenverlängerung; 100 mm, für 2,4 mm Schaft	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR339-5	Prodloužení pro elektrody; 150 mm; pro 2,4 mm konektor Elektrodenverlängerung; 150 mm; für 2,4 mm Schaft	Počet 1 VPE 1
		Umax: 4 KVp
MR364-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 10 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 10 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 0,5 KVp
MR362-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 15 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 15 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 0,5 KVp
MR363-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 25 x 20 mm Drahtschlingenelektrode; 25 x 20 mm	Počet 1 VPE 1
		Umax: 0,5 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Počet Beschreibung	
MR346-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 10 x 10 mm Drahtschlingenelektrode; 10 x 10 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR350-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; 15 x 15 mm Drahtschlingenelektrode; 15 x 15 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR350-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 20 x 15 mm Drahtschlingenelektrode; 20 x 15 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR351-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 20 x 20 mm Drahtschlingenelektrode; 20 x 20 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR352-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 20 x 25 mm Drahtschlingenelektrode; 20 x 25 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp

Aktivní monopolární elektrody, k opakovanému použití, 2.4 mm, autoklav 134°C
Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	
MR358-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 10 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 10 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR359-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 15 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 15 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR360-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 20 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 20 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp
MR361-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 25 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 25 mm	Počet 1 VPE 1
		U _{max} : 0,5 KVp

Monopolární elektrody pro dentální a kosmetické aplikace, opakované použití, 1.6 mm
Monopolare Elektroden für Dental und Kosmetik, wiederverwendbar, Schaft 1,6 mm

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE		
MR404-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 3 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 3 mm	5		Umax: 1 KVp
MR405-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 5 mm	5		Umax: 1 KVp
MR406-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 8 mm Drahtschlingenelektrode; Ø 8 mm	5		Umax: 1 KVp
MR401-0	Jehlová elektroda; 0,2 mm Nadelektrode; 0,2 mm	5		Umax: 1 KVp
MR402-0	Jehlová elektroda; Ø 0,2 mm; zahnutá Nadelektrode; Ø 0,2 mm; abgewinkelt	5		Umax: 1 KVp
MR416-0	Jehlová koagulační elektroda; Ø 1,7 mm Koagulationsnadelektrode; Ø 1,7 mm	5		Umax: 1 KVp
MR417-0	Kuličková elektroda; Ø 1,7 mm; zahnutá Kugelelektrode; Ø 1,7 mm; abgewinkelt	5		Umax: 1 KVp
MR417-1	Kuličková elektroda; Ø 1,7 mm Kugelelektrode; Ø 1,7 mm	5		Umax: 1 KVp
MR418-0	Kuličková elektroda; Ø 3 mm; zahnutá Kugelelektrode; Ø 3 mm; abgewinkelt	5		Umax: 1 KVp
MR418-1	Kuličková elektroda; Ø 3 mm Kugelelektrode; Ø 3 mm	5		Umax: 1 KVp
MR419-0	Koagulační a Fulgurační elektroda Koagulations- und Fulgurationselektrode	5		Umax: 1 KVp

Elektrody pro plastickou chirurgii, k opakovanému použití, 2,4 mm, autoclav 134°C
Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoclavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
MR390-0	Jehlová elektroda; 20 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Nadelektrode; 20 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR384-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 7x Ø0,2 mm trojúhelníková; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; 7 x Ø 0,2 mm dreiecksförmig; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR384-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; 9x Ø0,2 mm trojúhelníková; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; 9 x Ø 0,2 mm; dreiecksförmig; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR384-2	Elektroda s drátěnou smyčkou; kosočtvercová; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; rhombusförmig, biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR384-3	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 x 0,2 mm; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; Ø 5 x 0,2 mm; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR384-4	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 8 x 0,2 mm; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; Ø 8 x 0,2 mm; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR381-0	Kuličková elektroda; Ø 1 mm Kugelelektrode; Ø 1 mm	5	 Umax: 2 KVp
MR383-0	Kuličková elektroda; Ø 3 mm; flexibilní Kugelelektrode; Ø 3 mm; biegsam	5	 Umax: 2 KVp
MR382-0	Lopatková elektroda; flexibilní Spatelelektrode, biegsam	5	 Umax: 2 KVp


Elektrody pro plastickou chirurgii, k opakovanému použití, 4 mm, autoclav 134°C
Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE		
MR290-0	Jehlová elektroda; 20 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Nadelektrode; 20 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	5		Umax: 2 KVp
MR284-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 7x Ø0,2 mm trojúhelníková; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; 7 x Ø 0,2 mm; dreiecksförmig; biegsam Wolfram	5		Umax: 2 KVp
MR284-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; 9x Ø0,2 mm trojúhelníková; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm	5		Umax: 2 KVp
MR284-2	Elektroda s drátěnou smyčkou; kosočtvercová; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; rhombusförmig; biegsam Wolfram	5		Umax: 2 KVp
MR284-3	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 x 0,2 mm; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; Ø 5 x 0,2 mm; biegsam Wolfram	5		Umax: 2 KVp
MR284-4	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 8 x 0,2 mm; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; Ø 8 x 0,2 mm; biegsam Wolfram	5		Umax: 2 KVp
MR281-0	Kuličková elektroda; Ø 1 mm Kugelelektrode; Ø 1 mm	5		Umax: 2 KVp
MR283-0	Kuličková elektroda; Ø 3 mm Kugelelektrode; Ø 3 mm	5		Umax: 2 KVp
MR282-0	Lopátková elektroda; 6 x 2 mm; flexibilní Spatelelektrode; 6 x 2 mm; biegsam	5		Umax: 2 KVp

Elektrody pro plastickou chirurgii, k opakovanému použití, 1,6 mm, autoclav 134°C
Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 1,6 mm, autoklavierbar 134°C


Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
MR490-0	Jehlová elektroda; 20 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Nadelektrode; 20 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR484-0	Elektroda s drátěnou smyčkou; 7 x Ø 0,2 mm trojúhelníková; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; 7 x Ø 0,2 mm; dreiecksförmig; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR484-1	Elektroda s drátěnou smyčkou; 9 x Ø 0,2 mm trojúhelníková; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm	5	 Umax: 2 KVp
MR484-2	Elektroda s drátěnou smyčkou kosočtvercová; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; rhombusförmig; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR484-3	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 5 x 0,2 mm; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; Ø 5 x 0,2 mm; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR484-4	Elektroda s drátěnou smyčkou; Ø 8 x 0,2 mm; flexibilní wolfram Drahtschlingenelektrode; Ø 8 x 0,2 mm; biegsam Wolfram	5	 Umax: 2 KVp
MR481-0	Kuličková elektroda; Ø 1 mm; flexibilní Kugelelektrode; Ø 1 mm; biegsam	5	 Umax: 2 KVp
MR468-0	Kuličková elektroda; Ø 3 mm; flexibilní Kugelelektrode; Ø 3 mm; biegsam	5	 Umax: 2 KVp
MR482-0	Lopátková elektroda; 6 x 2 mm Spatelelektrode; 6 x 2 mm	5	 Umax: 2 KVp

Mikrodisekční jehlové elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C




Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR286-1	Mikro-preparační jehlová elektroda; 115 x Ø 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 115 x Ø 0,25 mm; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR286-2	Mikro-preparační jehlová elektroda; 115 x Ø 0,25 mm; zahnutý; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 115 x Ø 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR286-3	Mikro-preparační jehlová elektroda; 80 x Ø 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 80 x Ø 0,25 mm; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR286-4	Mikro-preparační jehlová elektroda; 80 x Ø 0,25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 80 x Ø 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR286-5	Mikro-preparační jehlová elektroda; 40 x Ø 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 40 x Ø 0,25 mm; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR286-6	Mikro-preparační jehlová elektroda; 45 x Ø 0,25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 45 x Ø 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR290-0	Mikro-preparační jehlová elektroda; 20 x 0.25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 20 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	Počet 5 VPE 5
		Umax: 2 KVp
MR290-5	Mikro-preparační jehlová elektroda; 20 x 0.25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 20 x 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	Počet 5 VPE 5
		Umax: 2 KVp

Mikrodisekční jehlové elektrody, k opakovanému použití, 2,4 mm, autoklav 134°C
Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C




Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR386-1	Mikro-preparační jehlová elektroda; 105 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 105 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR 386-2	Mikro-preparační jehlová elektroda; 105 x 0,25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 105 x 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR386-3	Mikro-preparační jehlová elektroda; 70 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 70 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR386-4	Mikro-preparační jehlová elektroda; 70 x 0,25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 70 x 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR386-7	Mikro-preparační jehlová elektroda; 35 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 35 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR386-8	Mikro-preparační jehlová elektroda; 35 x 0,25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 35 x 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	
		Umax: 2 KVp
MR390-0	Mikro-preparační jehlová elektroda; 20 x 0,25 mm; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 20 x 0,25 mm; biegsam Wolfram	Počet 5 VPE 5
		Umax: 2 KVp
MR390-5	Mikro-preparační jehlová elektroda; 20 x 0,25 mm; zahnutá; flexibilní wolfram Microdissektions-Nadelelektrode; 20 x 0,25 mm; abgewinkelt; biegsam Wolfram	Počet 5 VPE 5
		Umax: 2 KVp

Jehlové elektrody s keramickou izolací, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Nadelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C



Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR287-1	Wolframová jehlová elektroda; 115 x 4 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 115 x 4 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-2	Wolframová jehlová elektroda; 115 x 4 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 115 x 4 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-3	Wolframová jehlová elektroda; 80 x 4 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 80 x 4 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-4	Wolframová jehlová elektroda; 80 x 4 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 80 x 4 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-5	Wolframová jehlová elektroda; 45 x 4 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 45 x 4 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-6	Wolframová jehlová elektroda; 45 x 4 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 45 x 4 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-7	Wolframová jehlová elektroda; 20 x 4 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 20 x 4 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR287-8	Wolframová jehlová elektroda; 20 x 4 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 20 x 4 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp

Jehlové elektrody s keramickou izolací, k opakovanému použití, 2,4 mm, autoklav 134°C
Nadelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C



Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR387-1	Wolframová jehlová elektroda; 105 x 5 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 105 x 5 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-2	Wolframová jehlová elektroda; 105 x 5 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 105 x 5 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-3	Wolframová jehlová elektroda; 70 x 5 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 70 x 5 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-4	Wolframová jehlová elektroda; 70 x 5 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 70 x 5 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-5	Wolframová jehlová elektroda; 35 x 5 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 35 x 5 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-6	Wolframová jehlová elektroda; 35 x 5 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 35 x 5 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-7	Wolframová jehlová elektroda; 20 x 5 x Ø 0,5 mm; zahnutá, keramická izolace Wolframnadelelektrode; 20 x 5 x Ø 0,5 mm; abgewinkelt; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp
MR387-8	Wolframová jehlová elektroda; 20 x 5 x Ø 0,5 mm; keramická izolace Wolframnadelelektrode; 20 x 5 x Ø 0,5 mm; mit Keramikisolation	Umax: 4 KVp

Arthroskopické elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C**Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR802-1	Jehlová elektroda; 115 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° zahnutí Nadelektrode; 115 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt	Umax: 2 KVp
MR802-2	Jehlová elektroda; 115 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° zahnutí Nadelektrode; 115 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt	Umax: 2 KVp
MR802-4	Nožová elektroda; 115 x 4 mm; zahnutá Messerelektrode; 115 x 4 mm; abgewinkelt	Umax: 2 KVp
MR802-5	Knoflíková elektroda; 115 x 4 x Ø 1,5 mm; 90° zahnutí Tastelektrode; 115 x 4 x Ø 1,5 mm; 90° abgewinkelt	Umax: 2 KVp
MR802-7	Kuličková elektroda; 115 x Ø 3 mm Kugelelektrode; 115 x Ø 3 mm	Umax: 2 KVp

Arthroskopické elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR800-1	Jehlová elektroda; 115 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° zahnutí s rukojetí Nadelektrode; 115 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp
MR800-2	Jehlová elektroda; 115 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° zahnutí s rukojetí Nadelektrode; 115 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp
MR800-4	Nožová elektroda; 115 x 4 x Ø 1,5 mm; 90° zahnutí s rukojetí Messerelektrode; 115 x 4 x Ø 1,5 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp
MR800-5	Knoflíková elektroda s rukojetí, 90° zahnutí, 4 mm, délka 115 mm, Ø 1,5 mm Tastelektrode mit Handgriff, 90° abgewinkelt, 4 mm, Länge 115 mm, Ø 1,5 mm	
		Umax: 2 KVp
MR800-7	Kuličková elektroda; 115 x Ø 3 mm; s rukojetí Kugelelektrode; 115 x Ø 3 mm; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp

Arthroskopické elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR801-1	Jehlová elektroda; 170 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° zahnutí, s rukojetí Nadelektrode; 170 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp
MR801-2	Jehlová elektroda; 170 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° zahnutí, s rukojetí Nadelektrode; 170 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp
MR801-4	Nožová elektroda; 170 x 4 x 1,5 mm; 90° zahnutí, s rukojetí Messerelektrode; 170 x 4 x 1,5 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp
MR801-5	Knoflíková elektroda s rukojetí; 90° zahnutí, 4 mm, délka 170 mm, Ø 1,5 mm Tastelektrode mit Handgriff, 90° abgewinkelt, 4 mm, Länge 170 mm, Ø 1,5 mm	
		Umax: 2 KVp
MR801-7	Kuličková elektroda; 170 x Ø 3 mm; s rukojetí Kugelelektrode; 170 x Ø 3 mm; mit Handgriff	
		Umax: 2 KVp

Bipolární arthroskopické elektrody, k opakovanému použití, autoklav 134°C
Bipolar Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	novinka / neu	
MR870-1	Bipolární jehlová elektroda, 90° zahnutí, 1,5 mm, délka 115 mm, Ø 0,6 mm Bipolar-Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm, Länge 115 mm, Ø 0,6 mm	Počet 1 VPE 1	
		Umax: 1,5 KVp	
MR870-8	Bipolární jehlová elektroda, keramika-wolfram, 115 mm, "Cobra" podle Dr. Friedricha Bipolar-Schlingenelektrode, Keramik-Wolfram, 115 mm, "Cobra" nach Dr. Friedrich	Počet 1 VPE 1	
		Umax: 1,5 KVp	

Bipolární Arthroskopie / Bipolare Arthroskopie

Laparoskopické elektrody s keramickou izolací, k opakovanému použití, autoklav 134°C
Laparoskopieelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Počet Beschreibung	Počet VPE	
------------------------------	-----------------------	--------------	--

Elektroda s keramikou, plně izolovaná, elektrický konektor: 4 mm zástrčka

Elektroden mit Keramik, vollisoliert, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker



pro tlačítkové rukojeti
für Handgriffe mit Taster

MR 711-3

330 mm

MR 711-5

330 mm

MR 711-4

330 mm

MR 711-7

330 mm

U_{max}: 4 KVp



Lopatková elektroda / Spatelelektrode

U_{max}: 4 KVp



L-háková elektroda / L-Hakenelektrode

U_{max}: 4 KVp



J-háková elektroda / J-Hakenelektrode

U_{max}: 4 KVp



Knoflíková elektroda / Knopfielektrode

Laparoskopické elektrody s keramickou izolací, k opakovanému použití, autoklav 134°C
Laparoskopieelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
------------------------------	-----------------------	--------------	--

Elektroda s keramikou, plně izolovaná, elektrický konektor: 4 mm zástrčka
 Elektroden mit Keramik, vollisoliert, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker



MR 709-3
330 mm

MR 710-3
330 mm

Umax: 4 KVp Lopatková elektroda / Spatelelektrode

MR 709-5
330 mm

MR 710-5
330 mm

Umax: 4 KVp L-háková elektroda / L-Hakenelektrode

MR 709-4
330 mm

MR 710-4
330 mm

Umax: 4 KVp J-háková elektroda / J-Hakenelektrode

MR 704-7
330 mm

MR 705-7
330 mm

Umax: 4 KVp Knoflíková elektroda / Knopfielektrode
--

Laparoskopické elektrody s keramickou izolací, k opakovanému použití, autoklav 134°C
Laparoskopieelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet VPE	
------------------------------	-----------------------	--------------	--

Elektroda s keramikou, plně izolovaná, se sáním, elektrický konektor: 4 mm zástrčka
 Elektroden mit Keramik, vollisoliert, mit Absaugung, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker



S odsáváním / proplachem

Mit Absaug- /Spüladapter

MR 715-3

330 mm

MR 715-4

330 mm

MR 715-5

330 mm

Umax: 4 KVp



Lopatková elektroda / Spatelelektrode

Umax: 4 KVp






L-háková elektroda / L-Hakenelektrode

Umax: 4 KVp



J-háková elektroda / J-Hakenelektrode

Argon-Plasma elektrody, k opakovanému použití, 4 mm, autoklav 134°C
Argon-Plasmaelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung	Počet 1 VPE 1
MR96001	Monopolární argonová elektroda, 75 mm délka, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 75 mm lang, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		
MR96002	Monopolární argonová elektroda, 150 mm délka, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 150 mm lang, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		
MR96003	Monopolární argonová elektroda, 350 mm délka, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 350 mm lang, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		
MR96004	Monopolární argonová elektroda, 100 mm délka, jehla 14 mm, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		
MR96005	Monopolární argonová elektroda, 180 mm délka, jehla 14 mm, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		
MR96006	Monopolární argonová elektroda, 100 mm délka, čepel 14 mm, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		
MR96007	Monopolární argonová elektroda, 180 mm délka, čepel 14 mm, Ø 4 mm Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm	Umax: 4 KVp
		

HF-rukojeti, k opakovanému použití, autoklav 134 °C
HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung		
MR92047	HF rukojeť 4 mm násada - elektroda HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden	1	Kompatibilní s ERBE  Erbe kompatibel Umax: 4,3 KVp
MR92048	HF rukojeť 2.4 mm násada - elektroda HF Handgriff für 2,4 mm Schaft - Elektroden		
MR92070	4 m HF kabel do rukojeti kompatibilní s ERBE 4 m HF Handgriffkabel Erbe kompatibel	1	HF – přístroj ERBE  HF-Gerät ERBE Umax: 4,3 KVp
MR92071	5 m HF kabel do rukojeti kompatibilní s ERBE 5 m HF Handgriffkabel Erbe kompatibel		
MR92043	HF rukojeť 4 mm násada - elektroda HF Handgriff für 4 mm Schaft - Elektroden	1	kompatibilní s Berchtold / Integra  Berchtold / Integra kompatibel Umax: 4,3 KVp
MR92044	HF rukojeť 2.4 mm násada - elektroda HF Handgriff für 2,4 mm Schaft - Elektroden		
MR92041	4 m HF kabel do rukojeti kompatibilní s Integra, Berchtold 4 m HF Handgriffkabel Integra, Berchtold kompatibel	1	HF – přístroj Berchtold / Integra  HF-Gerät Berchtold / Integra Umax: 4,3 KVp
MR92040	5 m HF kabel do rukojeti kompatibilní s Integra, Berchtold 5 m HF Handgriffkabel Integra, Berchtold kompatibel		

HF-rukojeti, k opakovanému použití, autoklav 134 °C
HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Popis Beschreibung		
MR92097	HF rukojeť pro 1,6 mm násada - elektroda s integrovaným kabelem, bez tlačítek  HF Handgriff für 1,6 mm Schaft - Elektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten	1	HF-přístroj Berchtold / Integra  Umax: 4,3 KVp HF-Gerät Berchtold / Integra
MR92098	HF rukojeť pro 1,6 mm násada - elektroda s integrovaným kabelem, bez tlačítek  HF Handgriff für 1,6 mm Schaft - Elektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten	1	HF-přístroj ERBE  Umax: 4,3 KVp HF-Gerät ERBE
MR92096	HF rukojeť pro 1,6 mm násada - elektroda s integrovaným kabelem, bez tlačítek  HF Handgriff für 1,6 mm Schaft - Elektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten	1	4 mm zástrčka  Umax: 4,3 KVp 4 mm Stecker

HF Econ rukojeti, k opakovanému použití, autoclav 134°C
HF Econ Handgriffe, wiederverwendbar, autoclavierbar 134°C

Přípojky nástroje Instrumentenseite	Připojení jednotky Geräteseite	Délka Länge	Číslo výrobku Artikel-Nr.
4 mm Econ Rukojet' s kabelem 4 mm Econ Handgriff mit Kabel HF Rukojet' pro 4 mm násada - elektroda s integrovaným kabelem, se dvěma tlačítky  Umax: 4,3 KVp HF Handgriff für 4 mm Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m	MR92546
		5,0 m	MR92547
	 Berchtold / Integra	3,0 m	MR92541
		5,0 m	MR92543
	 Mezinárodní model 3 kolíky / Internationale Modelle 3 Pol	3,0 m	MR92540
		5,0 m	MR92545
2,4 mm Econ Rukojet' s kabelem 2,4 mm Econ Handgriff mit Kabel HF Rukojet' pro 2,4 mm násada - elektroda s integrovaným kabelem, se dvěma tlačítky  Umax: 4,3 KVp HF Handgriff für 2,4 mm Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m	MR92550
		5,0 m	MR92551
	 Berchtold / Integra	3,0 m	MR92549
		5,0 m	MR92548
	 Mezinárodní model 3 kolíky / Internationale Modelle 3 Pol	3,0 m	MR92542
		5,0 m	MR92544

HF Premium rukojeti, k opakovanému použití, autoclav 134°C
HF Premium Handgriffe, wiederverwendbar, autoclavierbar 134°C

Přípojky nástroje Instrumentenseite	Připojení jednotky Geräteseite	Délka Länge	Číslo výrobku Artikel-Nr.
4 mm Premium Rukojeť s kabelem 4 mm Premium Handgriff mit Kabel HF rukojeť pro 4 mm násada – elektroda s integrovaným kabelem, se dvěma tlačítky  Umax: 4,3 KVp HF Handgriff für 4 mm Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	 Erbe ICC/ACC, Storz	5,0 m	MR92247
	 Berchtold / Integra	5,0 m	MR92243
	 Mezinárodní model 3 kolíky / Internationale Modelle 3 Pol	5,0 m	MR92245
2,4 mm Premium Rukojeť s kabelem 2,4 mm Premium Handgriff mit Kabel HF rukojeť pro 2,4 mm násada – elektroda s integrovaným kabelem, se dvěma tlačítky  Umax: 4,3 KVp HF Handgriff für 2,4 mm Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten	 Erbe ICC/ACC, Storz	5,0 m	MR92251
	 Berchtold / Integra	5,0 m	MR92248
	 Mezinárodní model 3 kolíky / Internationale Modelle 3 Pol	5,0 m	MR92244

HF kabel, k opakovanému použití, autoclav 134°C
HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134°C

Přípojky nástroje Instrumentenseite	Připojení jednotky Geräteseite	Délka Länge	Číslo výrobku Artikel-Nr.
U_{max}: 0,8 KVp Kabel pro bipolární pinzetu pro Erbe, Bowa, Berchtold, Integra, Bissinger Flachstecker  Pinzettenkabel bipolar für Erbe, Bowa, Berchtold, Integra, Bissinger Flachstecker	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m	MR92015
		5,0 m	MR92016
	 Berchtold / Integra	3,0 m	MR92017
		5,0 m	MR92018
	 US-model 2 kolíky	3,0 m	MR92021
		5,0 m	MR92022
	 Mezinárodní model 2 kolíky / Internationale Modelle 2 Pol	3,0 m	MR92019
		5,0 m	MR92020
U_{max}: 0,8 KVp Kabel pro bipolární pinzetu pro Erbe, Bowa, Berchtold, Integra, Bissinger Flachstecker  Pinzettenkabel bipolar für Erbe, Bowa, Berchtold, Integra, Bissinger Flachstecker	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m	MR92023
		5,0 m	MR92024
	 Berchtold / Integra	3,0 m	MR92025
		5,0 m	MR92026
	 US-model 2 kolíky	3,0 m	MR92027
		5,0 m	MR92028
	 Mezinárodní model 2 kolíky / Internationale Modelle 2 Pol	3,0 m	MR92029
		5,0 m	MR92030
U_{max}: 0,8 KVp Kabel pro bipolární pinzetu US-model  Pinzettenkabel bipolar US-Modelle	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m	MR92110
		5,0 m	MR92111
	 Berchtold / Integra	3,0 m	MR92113
		5,0 m	MR92092
	 US-model 2 kolíky	3,0 m	MR92114
		5,0 m	MR92093
	 Mezinárodní model 2 kolíky / Internationale Modelle 2 Pol	3,0 m	MR92115
		5,0 m	MR92094
U_{max}: 0,8 KVp Kabel pro bipolární pinzetu Aesculap  Pinzettenkabel bipolar Aesculap	 Erbe ICC/ACC, Storz	5,0 m	MR92074
	 Berchtold / Integra	5,0 m	MR92073
	 US-model 2 kolíky	5,0 m	MR92095
	 Mezinárodní model 2 kolíky / Internationale Modelle 2 Pol	5,0 m	MR92075

HF kabel, k opakovanému použití, autoclav 134°C
HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134°C

Přípojky nástroje Instrumentenseite	Připojení jednotky Geräteseite	Délka Länge	Číslo výrobku Artikel-Nr.
U_{max}: 0,8 KVp Powerstar nůžky Ethicon  Powerstar Schere Ethicon	 Erbe ICC/ACC, Storz	5,0 m	MR92066
	 Berchtold / Integra	5,0 m	MR92068
	 US-model 2 kolíky / US-Modelle 2 Pol	5,0 m	MR92069
	 Mezinárodní model 2 kolíky / Internationale Modelle 2 Pol	5,0 m	MR92067
U_{max}: 0,8 KVp Storz bipolární  Storz bipolar	 Erbe ICC/ACC, Storz	3,0 m	MR92031
		5,0 m	MR92032
	 Berchtold, Integra	3,0 m	MR92033
		5,0 m	MR92034
	 US-model 2 kolíky / US-Modelle 2 Pol	3,0 m	MR92035
		5,0 m	MR92036
	 Mezinárodní model 2 kolíky / Internationale Modelle 2 Pol	3,0 m	MR92037
		5,0 m	MR92038
U_{max}: 3 KVp Storz Resektoskop  Storz Resektoskop	 Monopolární kabel 4 mm / Monopolarkabel 4	3,0 m	MR92009
		5,0 m	MR92010
U_{max}: 3 KVp Neutrální elektroda  Neutralelektrode	 Erbe / Integra	3,0 m	MR92077
		5,0 m	MR92076
U_{max}: 3 KVp Neutrální elektroda  Neutralelektrode	 Erbe / Integra	3,0 m	MR92078
		5,0 m	MR92039
U_{max}: 3 KVp Monopolární kabel 4 mm  Monopolarkabel 4 mm	 Monopolární kabel 4 mm / Monopolarkabel 4	3,0 m	MR92004
		5,0 m	MR92005

HF kabel, k opakovanému použití, autoclav 134°C
HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134°C

Přípojky nástroje Instrumentenseite	Připojení jednotky Geräteseite	Délka Länge	Číslo výrobku Artikel-Nr.
U_{max}: 3 KVp Monopolární kabel Erbe  Monopolarkabel Erbe	Monopolární kabel Erbe  Monopolarkabel Erbe	3,0 m	MR92002
		5,0 m	MR92003
U_{max}: 3 KVp Kabel k rukojeti Integra  Handgriffkabel Integra	 HF-jednotka Integraf / HF-Gerät Integra	5,0 m	MR92040
		4,0 m	MR92041
U_{max}: 3 KVp Handgriffkabel ERBE  Handgriffkabel ERBE	 HF-jednotka ERBE ICC/ACC / HF-Gerät ERBE ICC/ACC	4,0 m	MR92070
		5,0 m	MR92071

Bipolární pinzety, k opakovanému použití, autoclav 134°C
Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Umax: 0,5 KvP



Šířka / Délka Breite / Länge	Špička / Spitzenbreite Jehla	Špička / Spitzenbreite 0,5 mm	Špička / Spitzenbreite 1,0 mm	Špička / Spitzenbreite 2,0 mm	Špička / Spitzenbreite 2,0 mm kostka / karo
160 mm	MR95036	MR95013	MR95014	/	/
180 mm	MR95187	MR95089	MR95090	MR95088	/
195 mm	MR95103	MR95104	MR95001	MR95007	MR95058
220 mm	MR95128	MR95122	MR95024	MR95125	/

Umax: 0,5 KvP



Šířka / Délka Breite / Länge	Špička / Spitzenbreite Jehla	Špička / Spitzenbreite 0,5 mm	Špička / Spitzenbreite 1,0 mm	Špička / Spitzenbreite 2,0 mm	Špička / Spitzenbreite 2,0 mm kostka / karo
165 mm	MR95116	MR95017	MR95018	/	/
180 mm	MR95194	MR95092	MR95091	MR95093	/
195 mm	MR95008	MR95109	MR95002	MR95034	MR95059
220 mm	MR95045	MR95031	MR95131	MR95132	/

Bipolární pinzety, k opakovanému použití, autoclav 134°C
Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C

Umax: 0,5 KVp



← Délka / Länge →

Šířka / Délka Breite / Länge	Špička / Spitzenbreite Jehla	Špička / Spitzenbreite 0,5 mm
110 mm	MR95019	MR95020



← Délka / Länge →

Šířka / Délka Breite / Länge	Špička / Spitzenbreite Jehla	Špička / Spitzenbreite 0,5 mm
110 mm	MR95023	MR95021

Umax: 0,5 KVp



← Délka / Länge →

Šířka / Délka Breite / Länge	Špička / Spitzenbreite Jehla	Špička / Spitzenbreite 0,5 mm	Špička / Spitzenbreite 1,0 mm	Špička / Spitzenbreite 2,0 mm	Špička / Spitzenbreite 2,0 mm kostka / karo
160 mm	MR95011	MR95170	MR95039	MR95027	/
180 mm	MR95181	MR95171	MR95180	MR95178	/
195 mm	MR95112	MR95037	MR95040	MR95029	MR95057
220 mm	MR95113	MR95172	MR95041	MR95030	/

Bipolární pinzety, k opakovanému použití, autoclav 134°C
Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C



Šířka / Délka Breite / Länge	Šířka špičky/Spitzenbreite 1,0 mm
195 mm	MR95026
220 mm	MR95063



Umax: 0,5 KVp

Šířka / Délka Breite / Länge	Šířka špičky/Spitzenbreite 1,0 mm
195 mm	MR95065
220 mm	MR95067

Bipolární pinzety také s "non-sticky" špičkou

Bipolare Pinzetten auch mit "Non-Stick" Silvertip-Antihaf

Zertifikat

mdc medical device certification GmbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen:

REGER
*medizintechnik gmbh

Silcherstraße 1
78667 Villingendorf
Deutschland

im Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
HF-Instrumenten mit Zubehör

ein

Qualitätsmanagementsystem

eingeführt hat und anwendet.

Ein Audit von mdc hat den Nachweis erbracht,
dass dieses Qualitätsmanagementsystem
die Forderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 13485

Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme –
Anforderungen für regulatorische Zwecke

(ISO 13485:2003)

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
Zertifikatsnummer Nr.:
Stuttgart, den:

2013-01-29
1785-01-010
2008-01-29

[Signature]

Leiter
Zertifizierungsstelle



mdc medical device certification GmbH
Kriegestraße 6
D-73181 Stuttgart, Germany
Phone: +49 (0)711 253807-0
Fax: +49 (0)711 253807-10
Internet: <http://www.mdc-iso.de>



Nur zur elektronischen Verbreitung

EG-Zertifikat

mdc medical device certification GmbH
Bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen:

REGER
*medizintechnik gmbh

Silcherstraße 1
78667 Villingendorf
Deutschland

im Geltungsbereich

HF-Instrumente mit Zubehör
(siehe Anhang)

ein

Qualitätssicherungssystem

für Auslegung, Fertigung und Endkontrolle
eingeführt hat und anwendet.

Ein Audit von mdc hat den Nachweis erbracht,
dass dieses Qualitätssicherungssystem die Forderungen gemäß

**Anhang II – Abschnitt 3
der EG-Richtlinie 93/42/EWG**

des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte erfüllt.
Die Überwachung erfolgt gemäß Anhang II, Absatz 5.

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
Zertifikatsnummer Nr.:
Stuttgart, den:

2013-01-29
1785-01-010
2008-01-29

[Signature]

Leiter
Zertifizierungsstelle



mdc medical device certification GmbH
Kriegestraße 6
D-73181 Stuttgart, Germany
Phone: +49 (0)711 253807-0
Fax: +49 (0)711 253807-10
Internet: <http://www.mdc-iso.de>



Nur zur elektronischen Verbreitung

Rejstřík Index

Číslo výrobku Artikel-Nr.	Strana Seite	Číslo výrobku Artikel-Nr.	Strana Seite	Číslo výrobku Artikel-Nr.	Strana Seite	Číslo výrobku Artikel-Nr.	Strana Seite	Číslo výrobku Artikel-Nr.	Strana Seite
101-0	14	242-0	7	303-1	17	387-4	29	802-4	30
102-0	14	242-6	7	303-2	17	387-5	29	802-5	30
104-0	14	242-7	7	303-8	17	387-6	29	802-7	30
105-0	14	242-8	7	305-1	15	387-7	29	870-1	33
108-0	14	243-0	7	305-2	15	387-8	29	870-8	33
108-1	14	244-0	8	305-3	15	390-0	23	92002	44
109-0	14	244-6	8	305-8	15	390-5	27	92003	44
110-0	14	246-0	9	305-9	15	401-0	22	92004	42
112-0	14	250-0	9	306-1	16	402-0	22	92005	42
113-0	14	250-1	9	306-2	16	404-0	22	92009	43
114-0	14	251-0	9	306-3	16	405-0	22	92010	43
115-0	14	252-0	9	307-2	16	406-0	22	92015	42
116-0	14	258-0	10	307-3	16	416-0	22	92016	42
202-0	2	259-0	10	323-0	17	417-0	22	92017	42
203-0	2	260-0	10	324-0	17	417-1	22	92018	42
203-9	2	261-0	10	339-0	19	418-0	22	92019	42
205-0	2	262-0	11	339-5	19	418-1	22	92020	42
205-5	3	263-0	11	340-0	18	419-0	22	92021	42
206-0	2	264-0	11	341-0	18	468-0	25	92022	42
207-0	2	270-0	12	342-1	18	481-0	25	92023	42
208-0	2	271-0	12	342-2	18	482-0	25	92024	42
209-0	2	275-0	13	344-1	18	484-0	25	92025	42
210-1	3	275-5	13	344-2	18	484-1	25	92026	42
210-3	3	281-0	24	346-0	20	484-2	25	92027	42
211-1	3	282-0	24	350-0	20	484-3	25	92028	42
211-2	3	283-0	24	350-1	20	484-4	25	92029	42
211-6	3	284-0	24	351-0	20	490-0	25	92030	42
211-8	3	284-1	24	352-0	20	711-3	34	92031	43
212-1	3	284-2	24	358-0	21	711-4	34	92032	43
212-2	3	284-3	24	359-0	21	711-5	34	92033	43
213-5	4	284-4	24	360-0	21	711-7	34	92034	43
213-8	4	286-1	26	361-0	21	709-3	35	92035	43
214-1	4	286-2	26	362-0	19	709-4	35	92036	43
214-2	4	286-3	26	363-0	19	709-5	35	92037	43
214-3	4	286-4	26	364-0	19	710-3	35	92038	43
214-8	4	286-5	26	381-0	23	710-4	35	92039	43
214-9	4	286-6	26	382-0	23	710-5	35	92040	38
216-0	5	287-1	28	383-0	23	715-3	36	92041	38
223-0	5	287-2	28	384-0	23	715-4	36	92043	38
224-0	5	287-3	28	384-1	23	715-5	36	92044	38
225-0	5	287-4	28	384-2	23	800-1	31	92047	38
226-0	5	287-5	28	384-3	23	800-2	31	92048	38
227-0	5	287-6	28	384-4	23	800-4	31	92066	43
232-0	8	287-7	28	386-1	27	800-5	31	92067	43
232-1	2	287-8	28	386-2	27	800-7	31	92068	43
239-1	6	290-0	24	386-3	27	801-1	32	92069	43
239-2	6	290-5	26	386-4	27	801-2	32	92070	38
240-1	6	293-5	13	386-7	27	801-4	32	92071	38
240-2	6	293-6	13	386-8	27	801-5	32	92073	42
240-3	6	299-2	4	387-1	29	801-7	32	92074	42
241-3	6	300-0	15	387-2	29	802-1	30		
241-6	7	301-0	15	387-3	29	802-2	30		

Rejstřík

Index

Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana	Číslo výrobku	Strana
Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
92075	42	92248	41	95014	45	95057	46	95128	45
92076	43	92251	41	95017	45	95058	45	95131	45
92077	43	92540	40	95018	45	95059	45	95132	45
92078	43	92541	40	95019	46	95063	47	95170	46
92092	42	92542	40	95020	46	95065	47	95171	46
92093	42	92543	40	95021	46	95067	47	95172	46
92094	42	92544	40	95023	46	95088	45	95178	46
92095	42	92545	40	95024	45	95089	45	95180	46
92096	39	92546	40	95026	47	95090	45	95181	46
92097	39	92547	40	95027	46	95091	45	95187	45
92098	39	92548	40	95029	46	95092	45	95194	45
92110	42	92549	40	95030	46	95093	45	96001	37
92111	42	92550	40	95031	45	95103	45	96002	37
92113	42	92551	40	95034	45	95104	45	96003	37
92114	42	95001	45	95036	45	95109	45	96004	37
92115	42	95002	45	95037	46	95112	46	96005	37
92243	41	95007	45	95039	46	95113	46	96006	37
92244	41	95008	45	95040	46	95116	45	96007	37
92245	41	95011	46	95041	46	95122	45		
92247	41	95013	45	95045	45	95125	45		



BESTELLUNG:

medline-brauner@aon.at

+431 985 81 72
+431 982 95 32 (fax)

OBJEDNÁVKY:

info@medica-brno.com

+420 548 530 971
+420 548 216 885 (fax)

MEDLINE Medizintechnik (AUT) **MEDLINE** Plus (SVK)



spol. s r.o. (CZE)

Austria

Habergasse 41 1-4
1160 Wien

medline-brauner@aon.at

+431 985 81 72
+431 982 95 32 (fax)

Czech Republic

Elišky Krásnohorské 37
618 00 Brno

info@medica-brno.com

+420 548 530 971
+420 548 216 885 (fax)

Slovakia

Nobelovo nám 10
851 01 Bratislava

+421 262 246 682